

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gåstol
Dokumentnamn: Gåstol
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-276
Dnr SON: 2017-201

Gåstol

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Lämna aldrig någon som går eller står i gåstolen utan uppsikt!
- Gåstolen är ett hjälpmedel och ska användas som en sådan.
- Gåstolens fjädersystem kan medföra en risk att gåstolen kan välta, om den används av en brukare med mycket kraftiga rörelser.
- Gåstolen rullar mycket lätt, man bör därför alltid vara uppmärksam för olika situationer, som brukaren kan komma att hamna i.
- Håll alltid stadigt i hävbygeln när en brukare ska höjas eller sänkas. Detta speciellt viktigt när brukaren ska sänkas ner, då vikten kan få hävarmen till att slå uppåt med stor kraft. Man får aldrig släppa taget om hävbygeln under tiden som någon höjs eller sänks.
- Gåstolen skall endast användas på plant, slätt och hårt underlag.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera ofta att alla skruvar, muttrar med mera sitter fast ordentligt.
- Gåstolen tvättas med varmt vatten och vanliga rengöringsmedel. Undvik skumrören på bålstödsringen, handbygeln och rumpstoppet.