

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Elryggstöd  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-263  
Dnr SON: 2017-201

# Elryggstöd

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Om elryggstödet inte är väl förankrat och får understöd av sängen finns risk att det glider av.
- Det finns en spännanordning för gavellösa sängar för att förhindra glidning av ryggstödet. Kontakta arbetsterapeut för information.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att manöverdosa/elkablar är hela och inte kommer i kläm eller skadas på annat sätt.
- Kontrollera att elryggstödet är rätt förankrat och att spännbanden är väl åtdragna.
- Elryggstödet rengörs vid behov, se bruksanvisning.