

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Förhöjningsklossar  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2018-741  
Dnr SON: 2017-201

# Förhöjningsklossar

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

## Säkerhet vid användning

- Kontrollera alltid att möbeln står stadigt och stabilt innan användning. Det finns risk för att möbeln kan bli instabil eller tippa när man förhöjer med klossar.
- Lägg ev. antihalk under förhöjningskloss för att undvika glidning.
- Möbeln kan behöva extra stöd mot en eller två väggar.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att möbelben och förhöjningsklossar står stadigt på golvet.
- Kontrollera att förhöjningsklossarna och möbelbenen är hela.