

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Sängdävert, fristående
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-277
Dnr SON: 2017-201

Sängdävert, fristående

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- En fristående sängdävert är avsedd för att användas vid lägesändringar i säng och inte vid förflyttning i/ur säng.
- Lyftarmen ska användas över sängen. Se bruksanvisning för placering.

Underhåll av hjälpmedel

- Vid rengöring används fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera att den fristående sängdäverten står stadigt samt att skruvar finns och är åtdragna.
- Kontrollera att band som håller triangelgreppet/handtaget är helt och sitter på plats.